

Oticon CROS

Uma experiência sonora revolucionária
para a perda auditiva unilateral



oticon
life-changing technology



Oticon CROS/BiCROS

Uma solução inovadora para a perda auditiva unilateral

Entendemos o quanto pode ser desafiador viver com uma perda auditiva unilateral (PAUn). Quando você só consegue ouvir de apenas uma orelha, os sons vindos de outras direções são difíceis de entender. A falta de sons e conversas do seu "lado prejudicado" resulta em frustração constante. Contar com apenas uma orelha para ouvir, especialmente em ambientes complexos, é cansativo e trabalhoso.




Oticon CROS é a solução que você esperava, oferecendo benefícios valiosos e que transformam vidas:

- Ouça mais sons de todas as direções - mesmo do seu lado com maior prejuízo
- Mantenha o foco e entenda as conversas, mesmo em ambientes barulhentos
- Esteja atento ao som do lado da orelha prejudicada ao assistir TV ou fazer transmissão de música e áudio
- Não é necessário nenhum procedimento cirúrgico

Você não precisa mais se sentir limitado. Com o Oticon CROS, você pode participar ativamente das conversas ao seu redor.


O sistema **Oticon CROS** consiste em duas partes:

NFMI
Transmissão Sonora



O transmissor com microfone que capta e envia, sem fio, o som da sua orelha prejudicada para a orelha melhor.

NFMI
Transmissão Sonora



O aparelho auditivo capta o som do transmissor e o reproduz em sua melhor orelha.

Conecte-se com o mundo ao seu redor A inovadora tecnologia de dupla transmissão TwinLink™ no Oticon CROS possibilita a conexão com áudios externos, como música ou TV, enquanto aproveita a transmissão sonora de sua orelha prejudicada para a melhor orelha, ao mesmo tempo.



Oticon CROS/BiCROS

Um companheiro perfeito com nossa tecnologia mais recente*

Oticon Xceed / Xceed Play



BTE SP



BTE UP

Oticon Opn S™ / Opn Play™**



miniRITE



miniRITE R



BTE PP**

*Observação importante: Oticon CROS não é compatível com Oticon Opn S 3 e Oticon Opn Play 2



Como o Oticon CROS irá **transformar sua vida?**

Oticon CROS oferece acesso à fala e aos sons ao seu redor, abrindo seu mundo para uma experiência auditiva mais natural e confortável. Mas como isso lhe ajuda na vida real? Imagine maior facilidade auditiva em situações do dia-a-dia como:



Conhecendo o seu Oticon CROS

Pronto para começar usar o seu Oticon CROS? Se adaptar a um novo aparelho auditivo pode ser desafiador. Lembre-se dessas dicas e você estará no caminho para melhorar sua saúde auditiva em um piscar de olhos!

- Atue em conjunto do seu fonoaudiólogo para **ajustar** seu Oticon CROS.
- **Experimente novos sons e ambientes** com seu Oticon CROS - aproveite as conversas!
- **Dê uma pausa para o seu cérebro** - e tenha tempo para se ajustar ao seus novos dispositivos.
- Observe as **diferenças nos sons e nas experiências** que você tem com seu Oticon CROS - e compartilhe com o seu fonoaudiólogo para os ajustes necessários em sua próxima consulta.

**Agora você já sabe o que o
Oticon CROS pode fazer
por você.**

Converse hoje mesmo com o seu fonoaudiólogo.

Entre em contato com o seu fonoaudiólogo:

